

ورشة كيمياء 1

- هدف الورشة :

تحقيق هدفين أساسيين, هما:

- الهدف الأول يكمن في تحديد أخطار و احتياطات الأمن في المخبر, و كذا التعريف بالأدوات الأهم في المخبر و طرق استخدامها.
- الهدف الثاني يرتبط بتعليم الطالب كيفية تحضير المحاليل انطلاقا من أجسام صلبة أو سائلة.


1- الأمن و الزجاجيات:

أ- التعليمات الأمنية الواجب مراعاتها في التطبيق العملي للكيمياء

- ارتداء المنزر من القطن دو أزرار.
- شعر ممسوك إن كان طويلا.
- وضع نظارات وقائية و قفازات أثناء التعامل مع مواد آكلة.
- ترك الممرات مفتوحة.
- العمل في وضعية مستقرة.
- استعمال عتاد نظيف و في حالة جيدة.
- غسل اليدين قبل و بعد إجراء التجارب.
- وضع بطاقات مقروءة على الزجاجات و الأوعية.
- احترام توصيات الأمن المعطاة من قبل الأستاذ.

ب- مصطلحات الأمن و الوقاية

مادة قاتلة للأعضاء الحية. تجنب ملامستها للجلد, العينين و عدم استنشاقها.		سام سام جدا T+
مادة مهيجة للجلد و العينين. قد يصاب الشخص بالمرض بمجرد استنشاقها لا يجب استنشاقها و لمسها.		مضرة Xn مهيج Xi
مادة سريعة الالتهاب. اجعلها بعيدة على اللهب و أغلق جيدا العبوة.		سهل الالتهاب سريع الالتهاب F+
مادة مساعدة على الاشتعال, تعطي لها أثناء الحريق. تجنب ملامستها للجلد و العينين.		مساعد على الاشتعال O
مادة مجيرة كالأحماض و الأسس. تفادي ملامستها للجلد و العينين.		حارق C
مادة قابلة للانفجار. تجنب الصدمات و اتركها بعيدا عن اللهب.		متفجر E
تلوث هذه المادة الطبيعية و تمثل خطرا على الحيوانات والنباتات. لا يجب رميها في الحوض أو سلة القمامة.		خطر أو ضار بالبيئة N



- 1- **أنبوب اختبار:** يستعمل للتفاعلات ذات الكميات الصغيرة من المتفاعلات, يمكن أن يزود بسداد و يمكن تسخينه إن كان مصنوعا من زجاج pyrex.
- 2- **دورق اسطوانى:** يستخدم لتخزين محلول, إجراء تفاعلات كيميائية أو تحقيق معايرة. تدرجه ليس دقيقا بل تقريبا. يمكن تسخينه إن كان مصنوعا من زجاج pyrex.
- 3- **دورق مخروطى:** له نفس استعمالات الدورق الاسطوانى. لتفادي التطاير, يفضل استعمال بدل الاسطوانى عند التعامل مع مواد كيميائية يخرة, أو إجراء تفاعلات ناشرة للحرارة. تدرجه ليس دقيقا بل تقريبا, يمكن تزويده بقل و هو قابل للتسخين إن كان مصنوعا من زجاج pyrex.
- 4- **(زجاج) إناء ذو قدم:** يستخدم لاسترجاع سوائل معينة بما فيها مياه الغسيل لا يمكن تسخينه.
- 5- **مخبر مدرج:** يستعمل لقياس حجم سائل بدقة تقارب 0,5 ملل. نختار دائما مخبرا مدرجا ذو حجم يقارب الحجم المراد قياسه, نلاحظ جيدا السطح العلوي للسائل أثناء قراءة الحجم.
- 6- **سحاحة مدرجة:** تسمح بسكب أحجام دقيقة و محسوبة من المحلول, و تستعمل بشكل أساسي في المعايرة الحجمية أو قياسات الHp
- 7- **الماصة المدرجة:** تمكننا من قياس أحجام صغيرة للسائل بدقة متوسطة, نستعملها لتحضير المحاليل و هي مزودة باجاصة لأخذ المحلول الأم.
- 8- **الماصة المعلمة:** لها نفس استعمالات الماصة المدرجة, لكنها تسمح بدقة القياس للأحجام الصغيرة من السائل, عليها خط أو خطان معلمان. الماصات المعلمة الشائعة الاستعمال هي ذات 2,0 ملل, 5,0 ملل, 10,0 ملل و 20,0 ملل.
- 9- **حوجة معلمة:** تسمح بقياس حجم سائل بدقة جيدة و الحوجلات الكثيرة الاستعمال ذات 50,0 ملل, 100,0 ملل و 200,0 ملل. تستخدم لتحضير محاليل ذات تراكيز معطاة.
- 10- **جهاز التقلب الزجاجي:** هو قضيب زجاجي بسيط يستخدم للتحريك لتجانس الخليط.
- 11- **دورق ذو قعر مدور:** لأجل تسخين وسط للتفاعل.
- 12- **قمع فصل:** يسمح بفصل سائلين غير ممتزجين ثم استرجاعهما.
- 13- **قمع:** يمكن من سكب سائل في إناء ذي عنق ضيق مع تفادي ضياع السائل.
- 14- **زجاجة ساعة:** تستعمل لوضع كميات صغيرة من مادة صلبة, كما يمكن استخدامها لوزن كميات صغيرة من الصلب. لا يمكن تسخينها.
- 15- **اجاصة ساحبة:** تتلاءم مع ماصة معلمة أو مدرجة و تستعمل لإحداث ضغط منخفض, مما يسمح للسائل المدروس بالصعود في الماصة, كما يسمح فيما بعد بالمحافظة على السائل في الماصة قبل تركه لينسكب منها.
- 16- **طارحة للماء المقطر:** مستعملة غالبا مع الماء المقطر, تسمح بغسل الزجاجيات, الأعمدة او مسبار مقياس Hp أو ناقل الكهرباء, كما تسمح أيضا بإكمال الحجم في الحوجلات المعلمة حتى العلامة.
- 17- **ملقط خشبي:** يسمح بالتعامل مع الزجاجيات الساخنة, تستعمل لتسخين محتوى أنبوب اختبار فوق اللهب.
- 18- **مسخن دورق (كهربائي):** هو جهاز كهربائي يسمح بتسخين الدورق ذو القعر المدور, يستعمل على الخصوص في التركيب الارتدادي.
- 19- **محرك مغناطيسي:** جهاز يسمح بمجانسة خليط بطريقة آلية. يستخدم كثيرا لتحريك الذي يدوم طويلا. و مثال 1, حالة تحضير محاليل للتوصيلة الكهربائية أو يقاس الph انطلاقا من جسم صلب ينحل بصعوبة, أو معايرة. نضع قطعة ممغنطة في الوعاء الحاوي للخليط محل المجانسة, ثم يكون الوعاء فوق المحرك المغناطيسي بعد ذلك, بعد انتهاء عملية التجانس, نسحب القطعة الممغنطة بواسطة قضيب ذو طرف ممغنط.
- 20- **ملقعة:** يسمح بأخذ صلب على شكل مسحوق دقيق, أو على شكل قطع لتفادي الاتصال المباشر مع الصلب.

II- تحضير المحاليل

تعريف:

المحلول: عبارة عن مزيج متجانس لجزيئات سائل (مذيب) و جسم صلب (مذاب), غازي أو سائل آخر بنسب متغيرة و بدون حذف تفاعل كيميائي. **محلول = مذاب + مذيب**

مذيب: مادة سائلة تحل (تذيب) أجساما أخرى.

مذاب: هو سائل ناتج من انحلال مادة في مذيب. و المذاب هو هذه المادة المنحلة, و بالتالي فهو جسم ذائب.

الذوبانية (الانحلال): هو العملية السريعة كيميائية التي يتم من خلالها حل (إذابة) مذاب في مذيب لتشكل محلول متجانس يدعى محلولاً. من حيث الشكل, نعرف الانحلال على انه خليط لطورين مع تكوين طور جديد متجانس.

التخفيف (التمديد): يتمثل في اخذ حجم محدد من محلول ابتدائي ثم إضافة حجم معين من الماء المقطر له للحصول على محلول نهائي تركيزه اضعف من الابتدائي (محلول مخفف).

$$C_1 V_1 (\text{قبل التخفيف}) = C_2 V_2 (\text{بعد التخفيف})$$

لتحديد الحجم او التركيز الابتدائي او النهائي للمحاليل, يمكن استخدام العلاقة الآتية.

القسم التجريبي تحضير المحلول:

1- بإذابة مادة كيميائية:

المواد الكيميائية	الأدوات
NaCl- - طارحة للماء المقطر.	- ميزان الكتروني. - زجاجة ساعة. - ملعقة. - قمع. - حوالة معلمة مع سدادها (قفلها).

انطلاقاً من NaCl الصلب, حضر بدقة حجماً $V_1=100 \text{ ml}$ من محلول مائي (المذيب = الماء) ل NaCl تركيزه المولاري $C_1=10^{-1} \text{ mol.l}^{-1}$

* طريقة العمل:

- زن بدقة كتلة الصلب المحسوبة مسبقاً (حيث يكون تقارب بين الكتلة المحسوبة نظرياً و الموجودة فعلاً).
- اغسل جيداً الحوالة بالماء المقطر (3 مرات بكمية كافية).
- ادخل بعض ملل من الماء المقطر في الحوالة لان بعض تفاعلات الانحلال ناشرة للحرارة و الماء الذي تم إدخاله في الحوالة ابتداءً من شأنه تقليل تغيرات درجة الحرارة.
- بواسطة قمع رجان, ادخل الصلب. اغسل القمع و هو فوق الحوالة.
- رج وفق حركة دائرية لإذابة الصلب. و عند الضرورة (في حالة المحلول المشع) أضف الماء بأحجام صغيرة.
- بعد الانتهاء من عملية الانحلال, أكمل الحجم حتى العلامة بواسطة ماصة.

2- بتمديد محلول مركز

يفترض معرفة تركيز المحلول (المأخوذ C_1) و كذا تركيز المحلول المخفف (المحلول البنت C_2) وحجمه النهائي (V_2). نبحث حينئذ عن حجم المحلول الأم الواجب أخذه (V_1)

$$n_m = n_f \quad \Rightarrow \quad C_1 V_1 (\text{mère}) = C_2 V_2 (\text{fille})$$

المواد الكيميائية	الأدوات
- محلول مائي ل NaCl - حمض الكبريت المركز $4OS_2H$ - طارحة للماء المقطر	- حوجلة معلمة مع سدادها (قفلها). - ماصة معلمة. - اجاصة ساحبة. - دورق اسطواناني.

-انطلاقا من محلول مائي NaCl تركيزه المولاري $C_1=10^{-1} \text{ mol.l}^{-1}$ حضر بعناية حجم $V_2=500\text{ml}$ لمحلول مائي ل NaCl تركيزه المولاري $C_2=10^{-3} \text{ mol.l}^{-1}$.
-انطلاقا من محلول $4OS_2H$ نقي بنسبة 96% (تركيز كتلي) و كثافته $d = 1,83$, حضر بعناية حجم $V_2=500\text{ml}$ لمحلول مخفف ل $4OS_2H$ تركيزه $C_2=0,18 \text{ mol.l}^{-1}$

* طريقة العمل:

- تنظيف الدورق الاسطواناني (بيشر) اغسله بالماء ثم بالمحلول الام (على الأقل 3 مرات).
- اسكب المحلول إلام المراد تخفيفه في هذا البيشر.
- نظف الماصة بواسطة المحلول إلام (بأخذ قليل من المحلول الأم من البيشر, اجعل الماصة مائلة أفقيا و اغسل جيدا مساحتها الداخلية). اعد هذه العملية 3 مرات. ارم محلول الغسل في المكان المخصص لهذا الغرض (إناء الاسترجاع او الحوض).
- بواسطة ماصة معلمة مزودة باجاصة ساحبة ملائمة, خذ المحلول الأم مع تجاوز طفيف لخط العلامة. أثناء الأخذ, كن حذرا في
- اجعل المحلول يسيل على جوانب الحوجلة.
- أضف الماء مع تحريك الحوجلة بشكل دائري منتظم.
- أكمل بالماء المقطر حتى خط العلامة.
- أغلق الحوجلة و اجعل المحلول متجانسا.

ملاحظة: كن حذرا ، صب دائما الحمض على الماء وليس العكس

أنجز من طرف الأستاذة: بن شرشار إلهام